

FICHA TECNICA ENVOLVEDERAS EN TELA NO TEJIDA



CODIGO: GC-FO-19J

VERSION: 01

Pagina 1 de 1

FECHA: Enero de 2018

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE	CEPILAB S.A.S	TELEFONO	444 26 45
DIRECCION	CRA. 81 No. 48A-53	NIT	900026670-2
CIUDAD	MEDELLIN		
CORREO ELECTRONICO	cepilab@une.net.co		
PAGINA WEB	www.cepilab.com.co		

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Envolveras	
Registro Sanitario	No Requiere	
Usos	Se utiliza para envolver material médico quirúrgico y dispositivos médicos que van a ser sometidos al proceso de esterilización.	
Composición	Tela no tejida de Polipropileno de 50 SMS	
Características Por Atributos	Color Azul ,Diferente medidas y Desechable. Resistencia a la abrasión, al rasgado y a la punción. Hipo alergénicas y atóxicas. Tienen bajo desprendimiento de pelusas.	
Características Dimensionales	En tamaños de (en cms): 50x50 - 76x76 - 92x92 - 115x115 - 120x120 - 122x122	
Presentación e identificación Comercial	Empaque : Bolsa x 100 Unidades Etiqueta Adhesiva con información de datos: Marca, Referencia, Medida, y Código de Barras.	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

* Conservese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas

REVISADO POR (Director Técnico)

APROBADO POR (Jefe de Producción)