

FICHA TECNICA POLAINAS DESECHABLES



CODIGO: GC-FO-19

VERSION: 01

Pagina 1 de 1

FECHA: Julio de 2018

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE	CEPILAB S.A.S	TELEFONO	444 26 45
DIRECCION	CRA. 81 No. 48A-53	NIT	900026670-2
CIUDAD	MEDELLIN		
CORREO ELECTRONICO	cepilab@une.net.co		
PAGINA WEB	www.cepilab.com.co		

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Polainas Desechables	
Nombre Comercial	Polainas Desechables	
Marca	Cepilab	
Registro Sanitario	No Requiere	
Usos	Se usa para protección en procedimientos realizados en hospitales, consultorios y centros de estética. Para uso industrial, Fabricación de alimentos, Medicamentos, y laboratorios.	
Composición	Polainas en Tela no tejida de Polipropileno de 25 SMS y 30 SMS	
Características Por Atributos	Color Azul y Blanco , Desechable. totalmente Respirable.	
Características Dimensionales	Dimensión(cm) B: 65 Dimensión(cm) C: 37	
Presentacion e Identificación Comercial	Empaque : Bolsa x 50 pares Etiqueta Adhesiva con información de datos: Marca,Codigo del producto y descripción.	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- \* Conservese en un lugar fresco ,Limpio,seco y sobre estibas
- \* Uso para un solo paciente

*[Signature]*

REVISADO POR (Director Tecnico)

*[Signature]*

APROBADO POR (Jefe de Produccion)