



	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>CÓDIGO</b>	GC-FO-016
	<b>BATA INDUSTRIAL</b>	<b>VERSIÓN</b>	4
		<b>FECHA</b>	19-09-2022

INFORMACIÓN GENERAL		PRODUCTO	
<b>Nombre</b>	BATA INDUSTRIAL		
<b>Fabricante</b>	Cepilab S.A.S		
<b>Marca</b>	Cepilab S.A.S		
<b>Referencia</b>	Color Blanco no estéril		
<b>Origen</b>	Colombia		
<b>Registro Sanitario-INVIMA</b>	Certificado no requiere N° 2019035467		
<b>Vida Útil</b>	N/A		
<b>Clasificación del Riesgo</b>	I		
<b>Método de Esterilización</b>	N/A		
<b>Composición y/o Materiales</b>	<b>Tipo de Tela:</b> Tela no tejida de polipropileno SS.  <b>Gramaje:</b> 25 gr - 27 gr	<b>Dimensiones</b>	Largo de bata: 0,95m ± 5cm Ancho de bata: 0,70 m ± 5cm Largo de manga: 0,64m ± 5cm Ancho de manga 0,56m ± 5cm Velcro: 2cm X 2cm
<b>Descripción del Producto:</b>	Color Blanco Desechable Tela totalmente Respirable y Repelente a fluidos Resistente a la ruptura Hipoalergénica y biodegradable.		
<b>Usos</b>	Se usa en el ambito industrial y Sector Salud.		
<b>Indicaciones y Precauciones de Uso</b>	utilizada principalmente en el ambito industrial.		
<b>Advertencias</b>	Utilice bajo supervisión profesinal	<b>Contraindicaciones</b>	Ninguna
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	- Consérvese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas. - Mantener estables las condiciones de temperatura y humedad	<b>Condiciones de Transporte</b>	No transportar con productos contaminantes.
<b>Presentación Comercial</b>	Empaque : Paquete en bolsa Bolsa X 10und Etiqueta Adhesiva con información de datos: marca,lote y descripcion del producto.		
<b>Disposición Final</b>	Desechar como material orgánico La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014, del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"		

<b>Elaboró:</b> Director de Producción	
<b>Aprobó:</b> Director técnico	