

	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO	GC-FO-016
			VERSIÓN	4
	BOLSA ORINA PEDIATRICA		FECHA	19-09-2022

INFORMACIÓN GENERAL		PRODUCTO	
Nombre	BOLSA ORINA PEDIATRICA	 	
Fabricante	CEPILAB S.A.S		
Marca	CEPILAB S.A.S		
Vida Útil	N/A		
Origen	Colombia		
Registro Sanitario-INVIMA	INVIMA 2023DM-0027709		
Clasificación del Riesgo	I		
Método de Esterilización	N/A		
Descripción del Producto y uso del producto	Bolsa para recolección de orina pediátrica. Capacidad útil hasta 60cc, libre de patógenos, impresión serigráfica, área para inscripción del paciente, adhesivo adhesivo hipoalergénico con baja resistencia al desprendimiento para evitar laceración en la piel del paciente, empleada para facilitar la toma de muestras de orina en menores de edad sin control en la micción.		
Indicaciones y Precauciones de Uso	- Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. - Consérvese en un lugar fresco y seco.		
Presentación Comercial	ninguna conocida	Envase: Caja Plegadiza X 50 UND	
Condiciones de Almacenamiento	-Consérvese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas. - Mantener estables las condiciones de temperatura y humedad. -No colocar peso encima del producto para no deteriorarlo y/o malograrlo.	No colocar peso encima del producto, esto puede ocasionar daños en la estructura del producto, generando posibles daños en el mismo.	
Composición	Fabricada en polietileno de baja densidad.		
Disposición Final	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”		

Elaboró: Director de Producción	
Aprobó: Director técnico	Paula A. Lizcano Jillo.