

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	GC-FO-016
		VERSIÓN	4
	FRASCO CITOQUÍMICO.	FECHA	19-09-2022

INFORMACIÓN GENERAL		PRODUCTO	
Nombre	Frasco Recolector de Orina.		
Fabricante	Cepilab S.A.S		
Marca	Cepilab S.A.S		
Referencia	Citoquímico X 100 o Individual.		
Origen	Colombia		
Registro Sanitario-INVIMA	INVIMA 2018DM-0018165		
Vida Útil	N/A		
Clasificación del Riesgo	I		
Método de Esterilización	N/A		
Composición y/o Materiales	Envase: Polipropileno de inyección, Copolímero natural. Tapa: Polipropileno de inyección, Homopolímero y pigmento). Etiqueta: Identificadora que contiene lote, registro Invima, información del fabricante y datos del paciente.	Dimensiones	Dimensiones de la Tapa: Diámetro de la Tapa: 3.8cm altura: 1.2cm Dimensiones del Envase: diámetro del frasco: 3.4cm altura: 4.6cm Capacidad del Frasco: 33 CC
Descripción del Producto:	Envase fabricado en polipropileno, tapa rosca con líneas para evitar filtraciones, libre de patógenos y el sistema de producción garantiza la esterilidad del producto.		
Usos	Se usan en el campo médico, odontológico, quirúrgico.		
Indicaciones y Precauciones de Uso	- Dispositivo de un solo uso y destruir técnicamente - Consérvese en un lugar fresco y seco.		
Advertencias	Utilice bajo supervisión profesional	Contraindicaciones	Ninguna
Condiciones de Almacenamiento	- Consérvese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas. - Mantener estables las condiciones de temperatura y humedad. - No colocar peso encima del producto para no deteriorarlo y/o malograrlo.	Condiciones de Transporte	No colocar peso encima del producto, esto puede ocasionar daños en la estructura del producto, generando posibles daños en el mismo.
Presentación Comercial	Bolsa individual Paquete x 100 unidades.		
Disposición Final	- Desechar como material biológico - La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014, del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"		

Elaboró: Director de Producción	
Aprobó: Director técnico	Paula A. Lizcano Jlo.