

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	GC-FO-016
	CUBRE BARBA DESECHABLE	VERSIÓN	4
		FECHA	19-09-2022

INFORMACIÓN GENERAL		PRODUCTO	
Nombre	CUBRE BARBA DESECHABLE		
Fabricante	Cepilab S.A.S		
Marca	Cepilab S.A.S		
Referencia	CUBRE BARBA DESECHABLE		
Origen	Colombia		
Registro Sanitario-INVIMA	No Requiere 20191204388		
Vida Útil	N/A		
Clasificación del Riesgo	I		
Método de Esterilización	N/A		
Composición y/o Materiales	Tela no tejida de polipropileno en SS o SMS en todos los gramajes	Dimensiones	Cubre barba tira: Largo: 0,30m Ancho: 0,20m Cubre barba resorte: Largo: 0,14m Ancho: 0,29m
Descripción del Producto:	El Cubrebarbas es un tipo de protección desechable para proteger la barba, fabricado en tela no tejida. Nota: El registro sanitario solo aplica para los dispositivos que son estériles		
Usos	Es ideal para evitar que caigan pelos en las superficies o personas o para evitar salpicaduras. Se ajusta cómodamente a todo tipo de rostros y barbas gracias a la goma elástica.		
Indicaciones y Precauciones de Uso	- Dispositivo de un solo uso y destruir técnicamente - Consérvese en un lugar fresco y seco		
Advertencias	Utilice bajo supervisión profesional	Contraindicaciones	Ninguna
Condiciones de Almacenamiento	- Consérvese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas. - Mantener estables las condiciones de temperatura y humedad	Condiciones de Transporte	No transportar ni mezclar con otros productos que puedan contaminar
Presentación Comercial	- Cubre barba resorte paquete x 50 unidades y Cubre barba tira paquete x 20 unidades		
Disposición Final	- Desechar como material biológico - La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014, del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"		

Elaboró: Director de Producción	
Aprobó: Director técnico	