

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	GC-FO-016
	ESPÁTULA	VERSIÓN	4
		FECHA	19-09-2022

INFORMACIÓN GENERAL		PRODUCTO	
Nombre	ESPÁTULA		
Fabricante	Cepilab S.A.S		
Marca	Cepilab S.A.S		
Referencia	Espátula X 100 e Individual		
Origen	Colombia		
Registro Sanitario-INVIMA	INVIMA 2019DM-0019697		
Vida Útil	N/A		
Clasificación del Riesgo	I		
Método de Esterilización	N/A		
Composición y/o Materiales	Portaláminas: Polipropileno homopolímero y pigmento rosado.	Dimensiones	Largo: 179 ± 2 mm Espesor Paleta: 1.6mm Ancho: 16 mm y 12.7 mm Espesor Mango: 3.6mm
Descripción del Producto:	Se usa para procedimientos ginecológicos y toma de muestras para citologías exocervicales, alargada para una cómoda toma de muestra.		
Usos	Se usan en el campo médico.		
Indicaciones y Precauciones de Uso	- Uso en un solo paciente y destruir técnicamente - Consérvese en un lugar fresco y seco.		
Advertencias	Utilice bajo supervisión profesional	Contraindicaciones	Ninguna
Condiciones de Almacenamiento	- Consérvese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas. - Mantener estables las condiciones de temperatura y humedad. - No colocar peso encima del producto para no deteriorarlo y/o malograrlo.	Condiciones de Transporte	No colocar peso encima del producto, esto puede ocasionar daños en la estructura del producto, generando posibles daños en el mismo.
Presentación Comercial	Paquete X 100 Unidades Paquete X 100 Unidades individual		
Disposición Final	- Desechar como material biológico - La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014, del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"		

Elaboró: Director de Producción	
Aprobó: Director técnico	