

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	GC-FO-016
	OVEROLES	VERSIÓN	4
		FECHA	19-09-2022

INFORMACIÓN GENERAL		PRODUCTO	
Nombre	OVEROL		
Fabricante	Cepilab S.A.S		
Marca	Cepilab S.A.S		
Referencia	Color azul		
Origen	Colombia		
Registro Sanitario-INVIMA	INVIMA 2019DM-0019837		
Vida Útil	5 años		
Clasificación del Riesgo	I		
Método de Esterilización	Oxido de Etileno		
Composición y/o Materiales	Tela no tejida de Polipropileno SMS		
Descripción del Producto:	<p>La ropa quirúrgica desechable estéril funciona como barrera protectora impidiendo la contaminación cruzada, ofreciendo doble protección (tanto al profesional de la salud como al Paciente) y garantizando la asepsia en los procedimientos. También actúan como barreras para impedir la transmisión de microorganismos de áreas no estériles a áreas estériles. Color azul, desechable. Con Tela totalmente respirable y repelente a fluidos resistente a la ruptura, hipoalergénica y biodegradable. Overol con capucha resortada, estilo del puño Elástico y estilo del tobillo resortada</p> <p>Nota: El registro sanitario solo aplica para los dispositivos que son estériles</p>		
Usos	Se usa para protección y barrera microbiana en hospitales, consultorios y de uso industrial.		
Indicaciones y Precauciones de Uso	<p>En todo Procedimiento Quirúrgico con riesgo de contacto de agentes contaminantes o de riesgo para la salud; procedimientos diagnósticos, menores, invasivos y no invasivos y en cualquier actividad que busque evitar la trasmisión de agentes potencialmente infecciosos.</p> <p>Procedimientos de cirugía abdominal exploratoria o laparotomías, de cirugía exploratoria, cardiología intervencionista y terapéuticas endovasculares, endoscopias y procedimientos quirúrgicos de articulaciones, en especial de rodilla, entre otros.</p>		
Advertencias	Utilice bajo supervisión profesional	Contraindicaciones	Ninguna
Condiciones de Almacenamiento	- Consérvese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas. - Mantener estables las condiciones de temperatura y humedad	Condiciones de Transporte	No transportar con productos contaminantes.
Presentación Comercial	<p>Productos estériles: en bolsa papel grado médico, producto individual, en kit o paquetes quirúrgicos</p> <p>Productos No estériles empaque : producto individual, en kit o paquetes quirúrgicos</p> <p>Etiqueta Adhesiva con información de datos: Marca, Referencia y talla.</p>		
Disposición Final	<p>- Desechar como material biológico</p> <p>- La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014, del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"</p>		

Elaboró: Director de Producción	
Aprobó: Director técnico	