

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	GC-FO-016
	PANTY-TOP	VERSIÓN	4
		FECHA	19-09-2022

INFORMACIÓN GENERAL		PRODUCTO	
Nombre	PANTY-TOP		
Fabricante	Cepilab S.A.S		
Marca	Cepilab S.A.S		
Referencia	Color azul		
Origen	Colombia		
Registro Sanitario-INVIMA	Certificado no requiere N° 2019035467		
Vida Útil	N/A		
Clasificación del Riesgo	I		
Método de Esterilización	N/A		
Composición y/o Materiales	Tela no tejida de Polipropileno SMS	Dimensiones	Panty Largo = 0,64m ±5 Ancho= 0,32m ±5 Top Ancho = 0,20m ±5 Largo= 0,90m ±5
Descripción del Producto:	La ropa quirúrgica desechable funciona como barrera protectora impidiendo la contaminación cruzada, ofreciendo doble protección (tanto al profesional de la salud como al Paciente) y garantizando la asepsia en los procedimientos. También actúan como barreras para impedir la transmisión de microorganismos de áreas no estériles a áreas estériles. Color azul, desechable. Tela totalmente respirable y repelente a fluidos, resistente a la ruptura, hipoalergénica y biodegradable.		
Usos	Utilizado principalmente en procedimientos estéticos.		
Indicaciones y Precauciones de Uso	Se usa en procedimientos cortos con fluidos bajos realizados en spa, consultorios y centros de estética.		
Advertencias	Utilice bajo supervisión profesional	Contraindicaciones	Ninguna
Condiciones de Almacenamiento	- Consérvese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas. - Mantener estables las condiciones de temperatura y humedad	Condiciones de Transporte	No transportar con productos contaminantes.
Presentación Comercial	Productos No estériles empaque : producto individual o paquete x 50		
Disposición Final	- Desechar como material biológico - La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014, del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"		

Elaboró: Director de Producción	
Aprobó: Director técnico	Paula A. Lizcano Jlb.