



	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>CÓDIGO</b>	GC-FO-016
	<b>POLAINAS DESECHABLES</b>	<b>VERSIÓN</b>	4
		<b>FECHA</b>	19-09-2022

INFORMACIÓN GENERAL		PRODUCTO	
<b>Nombre</b>	POLAINAS DESECHABLES		
<b>Fabricante</b>	Cepilab S.A.S		
<b>Marca</b>	Cepilab S.A.S		
<b>Referencia</b>	Polaina desechable azul		
<b>Origen</b>	Colombia		
<b>Registro Sanitario-INVIMA</b>	No requiere R.S		
<b>Vida Útil</b>	5 años		
<b>Clasificación del Riesgo</b>	I		
<b>Método de Esterilización</b>	Oxido de Etileno		
<b>Composición y/o Materiales</b>	Polainas en tela no tejida de polipropileno de sponbond, antifluído SS, con antideslizante	<b>Dimensiones</b>	Dimension (cm) B:60 ± 2 Dimension (cm) C:37 ± 2 
<b>Descripción del Producto:</b>	La ropa quirúrgica desechable estéril funciona como barrera protectora impidiendo la contaminación cruzada, ofreciendo doble protección (tanto al profesional de la salud como al Paciente) y garantizando la asepsia en los procedimientos. También actúan como barreras para impedir la transmisión de microorganismos de áreas no estériles a áreas estériles. Color azul desechable, tela totalmente respirable		
<b>Usos</b>	Se usa para protección en procedimientos hospitalarios, consultorios y centros de estética. Para uso industrial, fabricación de alimentos, medicamentos y laboratorios.		
<b>Indicaciones y Precauciones de Uso</b>	- Dispositivo de un solo uso y destruir técnicamente - Conservese en un lugar fresco y seco		
<b>Advertencias</b>	Utilice bajo supervisión profesinal	<b>Contraindicaciones</b>	Ninguna
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	- Consérvese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas. - Mantener estables las condiciones de temperatura y humedad	<b>Condiciones de Transporte</b>	No transportar con otros productos que puedan contaminar
<b>Presentación Comercial</b>	Productos estériles: en bolsa papel grado médico, producto individual, en kit o paquetes quirúrgicos Productos No estériles empaque : producto individual, en kit o paquetes quirúrgico Etiqueta adhesiva con informacion de datos: lote, fecha de fabricación		
<b>Disposición Final</b>	- Desechar como material biológico - La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014, del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"		

<b>Elaboró:</b> Director de Producción	
<b>Aprobó:</b> Director técnico	