

	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO	GC-FO-016
	ROLLO TELA CAMILLA		VERSIÓN	4
			FECHA	19-09-2022

INFORMACIÓN GENERAL		PRODUCTO	
Nombre	ROLLO TELA CAMILLA		
Fabricante	Cepilab S.A.S		
Marca	Cepilab S.A.S		
Referencia	Color azul y blanco		
Origen	Colombia		
Registro Sanitario-INVIMA	No requiere		
Vida Útil	5 años		
Clasificación del Riesgo	I		
Método de Esterilización	N/A		
Composición y/o Materiales	Tela no tejida de Polipropileno	Dimensiones	0,45m X 100m 0,50m X 100m 0,70m X 100m 0,90m X 100m 1m X 100m o la medida que se requiera.
Descripción del Producto:	Color Azul, desechable. Tela totalmente Respirable y Repelente a fluidos Resistente a la ruptura, hipoalérgica y biodegradable.		
Usos	Se usa para cubrir camillas en procedimientos realizados en hospitales, consultorios y centros de estética.		
Indicaciones y Precauciones de Uso	- Dispositivo de un solo uso y destruir técnicamente - Consérvese en un lugar fresco y seco.		
Advertencias	utilizar bajo supervisión profesional.	Contraindicaciones	Ninguna
Condiciones de Almacenamiento	- Consérvese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas. - Mantener estables las condiciones de temperatura y humedad	Condiciones de Transporte	No transportar con productos que puedan contaminar.
Presentación Comercial	Presentación: Rollo de tela de 45 cm de ancho x 100 mts de longitud Rollo de tela de 50 cm de ancho x 100 mts de longitud Rollo de tela de 70 cm de ancho x 100 mts de longitud Rollo de tela de 90 cm de ancho x 100 mts de longitud Etiqueta Adhesiva con información de datos: marca, referencia, medida, y código de Barras.		
Disposición Final	- Desechar como material biológico - La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014, del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"		

Elaboró: Director de Producción	
Aprobó: Director técnico	