


	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO	GC-FO-016
			VERSIÓN	4
	FUNDA DE ALMOHADA		FECHA	19-09-2022

INFORMACIÓN GENERAL		PRODUCTO	
Nombre	FUNDA DE ALMOHADA		
Fabricante	Cepilab S.A.S		
Marca	Cepilab S.A.S		
Referencia	Azul		
Origen	Colombia		
Registro Sanitario-INVIMA	No Requiere 20191204388		
Vida Útil	N/A		
Clasificación del Riesgo	I		
Método de Esterilización	N/A		
Composición y/o Materiales	Tela no tejida de polipropileno SS-26gr y SMS-26 gr	Dimensiones	Largo: 70 cm Ancho: 50 cm
Descripción del Producto:	La funda de almohada fabricada en un material no tejido que combina suavidad, resistencia y transpirabilidad. Gracias a su estructura de tres capas (Spunbond-Meltblown-Spunbond), ofrece una excelente barrera contra polvo y ácaros, manteniendo la almohada protegida y en óptimas condiciones. La funda de almohada es un producto desechable tela totalmente respirable y repelente a fluidos, resistente a la ruptura, hipoalergénica y biodegradable.		
Usos	Se usa en procedimientos cortos con fluidos bajos realizados en hospitales, consultorios y centros de estética		
Indicaciones y Precauciones de Uso	- Dispositivo de un solo uso y destruir técnicamente - Consérvese en un lugar fresco y seco		
Advertencias	Utilice bajo supervisión profesional	Contraindicaciones	Ninguna
Condiciones de Almacenamiento	- Consérvese en un lugar fresco, limpio, seco y sobre estibas. - Mantener estables las condiciones de temperatura y humedad	Condiciones de Transporte	No transportar ni mezclar con otros productos que puedan contaminar
Presentación Comercial	Productos No estéril : en bolsa x 50 unidades, en kit o paquetes quirúrgico Etiqueta adhesiva con información de datos lote y referencia		
Disposición Final	- Desechar como material biológico - La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014, del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"		

Elaboró: Director de Producción	
Aprobó: Director técnico	